

Профессиональная больничная гигиена и дезинфекция



- поверхности
- инструментарий
- руки и кожа
- оборудование

Больничная Дезинфекция

Поверхности



Одновременная очистка и дезинфекция

Incidin® Extra N

Для одновременной очистки и дезинфекции поверхностей, подлежащих влажной уборке, не содержит альдегидов, рекомендован в детских и неонатологических отделениях.

- ▶ Широкий спектр действия в среде микроорганизмов (вкл. туберкулез), обладает бактерицидной активностью к метициллиноустойчивому стафилококку, воздействует на грибки, вирусы (вкл. гепатит В, ВИЧ, Rota-, Vaccinia-, Adeno-, Парова, Polio- вирусы).
- ▶ Не вызывает аллергических реакций у пациентов и персонала, так как не содержит альдегидов.
- ▶ Обладает приятным запахом, без летучих субстанций.
- ▶ Ярко выраженные моющие свойства при коротком времени экспозиции и низких концентрациях.
- ▶ Препарат может дозироваться с помощью автоматического дозирующего устройства.
- ▶ Концентрат
- ▶ Может применяться в присутствии пациентов.



Упаковка:
Канистра 6 литров.

Sekusept® Pulver

Препарат для одновременной очистки и дезинфекции инструментария, поверхностей, хирургических масок, анестезиологической экипировки. Активнодействующим веществом являются биологически разлагаемый активный кислород.

- ▶ Широкий спектр действия в среде микроорганизмов (вкл. туберкулез), воздействует на грибки, вирусы (вкл. гепатит В, ВИЧ).
- ▶ Надежное средство в борьбе с внутрибольничными инфекциями.
- ▶ Рабочий раствор без запаха.
- ▶ Незаменим для обработки поверхностей, чувствительных к спирту.
- ▶ При постоянном использовании не повреждает инструменты, так как содержит антикоррозийные вещества.
- ▶ Безопасен для персонала.
- ▶ При сильном загрязнении инструментария не требуется дополнительной очистки.
- ▶ Обеспечивает надежную дезинфекцию при низких концентрациях и коротком времени экспозиции. Экономически выгоден.



Упаковка:

Пластмассовые банки по 2 кг с мерной ложечкой, в коробке 4 банки

DG-1® Автоматическое устройство для приготовления рабочего раствора из концентрированных жидких дезинфицирующих средств.

Аппарат с приводом дозирующего насоса от потока водопроводной воды, способен автоматически готовить рабочий раствор дезинфицирующих и моющих средств заданной концентрации. Прост в установке и эксплуатации, экономит время и исключает возможность ошибки при приготовлении большого количества рабочего раствора для проведения генеральных уборок, текущей дезинфекции поверхностей в ЛПУ.



- ▶ Габаритные размеры: 425 x 495 x 200 мм
- ▶ Диапазон концентраций раб. растворов: 0,25% - 3%
- ▶ Максимальная производительность: 850 л/ч
- ▶ Рабочее давление в системе водопровода: от 1,6 до 7 кг/см².

Incidin® Liquid Spray

Рекомендован для дезинфекции поверхностей, медицинского оборудования, в том числе высокоэффективен при обработке труднодоступных мест, что делает его незаменимым в повседневной работе.


- ▶ Широкий спектр действия в среде микроорганизмов (вкл. туберкулез), вирусов гепатита В, ВИЧ, Rota-, Vaccinia-, Adeno-, Парова, Polio- вирусов.
- ▶ Оптимальное сочетание компонентов.
- ▶ Готов к употреблению, имеет исключительно короткое время экспозиции.
- ▶ Совместим с поверхностями из различных материалов.
- ▶ Незаменим как дезинфицирующее средство для любых поверхностей, особенно в отделениях связанных с повышенным риском: напр. детских клиниках (при Rota- и Adeno- вирусной инфекции), в операционных залах (вирус гепатита В и Vaccinia- вирусы).
- ▶ Быстро высыхает, не оставляет следов на обрабатываемой поверхности, имеет освежающий приятный аромат.
- ▶ Не вызывает аллергических реакций у пациентов и персонала.



Упаковка:

Канистра 5 литров, флаконы по 1 л.

Инструментарий



Для предстерилизационной очистки и дезинфекции

Sekusept® Aktiv

Средство для предстерилизационной очистки, для дезинфекции изделий медицинского назначения хирургических и стоматологических (в т.ч. вращающихся) инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним из различных материалов (пластмассы, резины, стекла, коррозионно-стойких металлов).

При инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии, для стерилизации указанных изделий, а так же для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов в лечебно-профилактических учреждениях.

- ▶ Отличная совместимость с обрабатываемыми материалами
- ▶ Отличные моющие свойства
- ▶ Безопасен для медицинского персонала



Упаковка:

Пластмассовые банки по 1,5 и 6 кг



Sekumatic®

Серия моющих средств для автоматических моечных машин, установленных в медицинских учреждениях и лабораториях. Для мойки медицинского инструмента, лабораторной посуды, изделий медицинского назначения, больничных коек, термолabileго инструмента и принадлежностей.

- ▶ FDR – моющее и дезинфицирующее средство с нейтральным pH, низким пенообразованием, применяется при температуре мойки до 60°C.
- ▶ FNP – жидкий кислотный нейтрализатор на основе фосфорной кислоты.
- ▶ FNZ – жидкий кислотный нейтрализатор на основе лимонной кислоты.
- ▶ FR – жидкое щелочное моющее средство. Может применяться в моющих процессах, использующих термический (до 93°C) и термохимический (до 60°C) методы дезинфекции.
- ▶ FRE – жидкое ферментное моющее средство.
- ▶ MultiClean – слабощелочное моющее средство для деликатной очистки медицинского инструмента и ИМН.



Sekusept® Pulver + Activator

Проблема по стерилизации, дезинфекции эндоскопической, лапароскопической, анестезиологической экипировки решена с помощью препарата Sekusept Pulver + Activator, так как он бережно относится к инструментам и имеет короткое время экспозиции.

- ▶ Препарат имеет широкий спектр действия в среде микроорганизмов (вкл. туберкулез), вирусы гепатитов, в том числе В, ВИЧ, Adeno-, Polio-, Парова, Vaccinia-, вирусов.
- ▶ Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой (включая Твс), ДВУ - 10 - 15 минут.
- ▶ Стерилизация - 1 час.
- ▶ Безопасен для персонала.
- ▶ Содержит антикоррозийные вещества.
- ▶ Одно средство для ПСО и ДВУ.
- ▶ Надежное средство в борьбе с внутрибольничными инфекциями.
- ▶ Не имеет запаха.
- ▶ При сильном загрязнении не требует предварительной очистки инструментария.



Упаковка:

Sekusept Pulver упакован в пластмассовые банки по 2 кг с мерной ложечкой, в коробке 4 банки. Activator упакован в бутылочки по 34,5 мл.

Руки и кожа



Лосьоны

Manisoft®

Лосьон для бережного мытья рук, особенно до и после обработки рук хирургов и гигиенической дезинфекции. Рекомендован к применению, как шампунь для купания пациентов всех возрастов.

- ▶ Нежно ухаживает за кожей, имеет нейтральный pH-фактор.
- ▶ Сохраняет естественный защитный слой кожи, так как не содержит мыльных субстанций.
- ▶ Образует мягкую пену с приятным запахом за счет тщательно подобранных ароматизирующих веществ.
- ▶ Рекомендован для персонала, склонного к аллергии и с повышенной чувствительностью кожи.
- ▶ Эстетика и экономия при использовании систем дозирования.



Упаковка:

Пластмассовые бутылки по 500 мл, в коробке 24 штуки. Канистра 6 л.

Дезинфекция рук и кожи

Spitaderm®

Препарат для гигиенической дезинфекции кожи рук, обработки рук хирургов, операционного и инъекционного поля.

- ▶ Широкий спектр действия на бактерии, грибки, вирусы (вкл. гепатит В, ВИЧ).
- ▶ При коротком времени экспозиции обеспечивает продолжительный (до 3-х часов) дезинфицирующий эффект.
- ▶ Не вредит коже после многократного и продолжительного использования (проведен дерматологический тест).
- ▶ Применяется для обработки инъекционного и операционного поля.
- ▶ Эффект автостерильности (Европейский патент №00016319). Эстетика и экономия при использовании систем дозирования.



Упаковка:

Γ εαηθί ανή άυά άόόύέέ έ ί ί 500 ι έ, έαί έηθύ 5ε.

Silonda®

Поддерживает и питает кожу, содержит пчелиный воск, пальмовое масло и экстракт чайного дерева.

- ▶ Регулирует влажность кожи и сохраняет ее естественный баланс.
- ▶ Легко впитывается, не оставляет следов и жирного блеска.
- ▶ Разработан для чувствительной кожи.
- ▶ Создает приятное ощущение прохлады и свежести, особенно после облучения инфракрасными или ультрафиолетовыми лучами. Применяется при ожогах кожных покровов, опрелостях у детей, профилактике пролежней.
- ▶ Экономичен при употреблении.
- ▶ Экономически выгоден.
- ▶ Эстетика при использовании систем дозирования.



Упаковка:

Пластмассовые бутылки по 500 мл, в коробке 24 штуки.

Skinman® Soft

Кожный антисептик для гигиенической дезинфекции кожи рук и обработки рук хирургов.

- ▶ Широкий спектр действия на бактерии, грибы и вирусы (включая гепатит В, С, ВИЧ).
- ▶ Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3-х часов под перчатками хирурга.
- ▶ Содержит смягчающие и питающие кожу добавки, а так же ундециленовую кислоту, обеспечивающую фунгистатическое действие.
- ▶ Не раздражает кожу рук при многократном применении.



Упаковка:

Пластиковые флаконы 100мл, 500мл и канистры 5л.

ECOLAB®

ЗАО ЭКОЛАБ
Россия, 109147, Москва
Марксистская, 3, стр. 1
Бизнес-центр "Планета"
тел.: +7-495 980 7060
факс: +7-495 980 7069
www.ecolab.com
www.ecolabhealthcare.ru